

# Desinfektol® H

Antiseptinen aine haavoille ja limakalvoille  
sekä suun huuhteluun



Puhdas kotimainen etanoli

EN 1040 • EN 13624 • EN 13727

## Käyttökohteet

Desinfektol H on etanolipohjainen antiseptinen aine, joka soveltuu limakalvojen sekä haavojen ja ihovammojen desinfioivaan puhdistukseen. Lähes tuoksuton valmiste ei kirvele. Sisältää ksylitolia ja soveltuu myös suun huuhteluun.

### Ei soveltuvat käyttökohteet:

- Ei ennen invasiivista toimenpidettä
- Ei nieltäväksi

## Mikrobisidinen teho

Desinfektol H on erittäin hyvä ihon antisepti ja täyttää seuraavien standardien vaatimukset:

- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti fungisidisen ja yestisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

## Käyttöohje

Käytetään sellaisenaan haavojen ja ihovammojen sekä limakalvojen desinfioivaan puhdistukseen.

**Pienten haavojen huuhtelussa:** Pyyhi tai huuhtele kohde Desinfektol H:lla ja pidä kosteana 1 minuutin ajan.

Limakalvojen ja suun purskuttelu 30 sekunnin ajan, purskuttelun jälkeen syljettävä pois.

## Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

13240422 100 ml suihkepullo ME 16 kpl 6414504295079  
13240424 500 ml muovipullo ME 12 kpl 6414504139670

## Pakkaus ja ympäristö

Pakkauksista 500 ml pullo on PE-HD-muovia ja 100 ml pullo PET-muovia. Molemmat ovat on ympäristöystävällisiä, kierrätyskelpoisia ja poltettavia materiaaleja. 100 ml suihkepullon pumppu on sisältämänsä metallin vuoksi sekajätettä. Pakkausten ja valmiin yhteensovittavuus on laatuvarmennettu.

## Turvallisuus

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ei kuumille pinnoille. Tupakointi kielletty välittömässä läheisyydessä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhdottava huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Suojattava lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä ja avotulelta. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Lisätietoja turvallisuudesta löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.

## Säilyvyys ja kelpoisuus aika

Säily huoneenlämmössä valmistuksen jälkeen 5 vuotta suljettuna ja avattuna 12 kuukautta. Säilytä valolta suojattuna.

## Alkuperämaa

Suomi

## Koostumus

Etanoli (denat. A12t®) n. 12 t-%/10 p-%  
setyylipyridiumkloridi  
Xylitol  
Aqua ad 100%

pH n. 5,5

20200320A

Berner Pro

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki, puh. 020 690 761, pro@berner.fi, www.berner.fi/pro

**BERNER**